



# Health Solutions



**HEELIFT<sup>®</sup>**  
AFO Ultra



**HEELIFT<sup>®</sup>**  
Glide Ultra



**HEELIFT<sup>®</sup>**  
Classic



**HEELIFT<sup>®</sup>**  
Glide

**HEELIFT<sup>®</sup>**  
AFO



**HEELIFT<sup>®</sup>**  
Traction




HEELIFT<sup>®</sup> SUSPENSION BOOT HEEL PROTECTOR  
FOOT CUSHION  
FOOT FRICTION/IMPACT PROTECTOR (AFO BOOT)

HEELIFT<sup>®</sup> FERSENSCHUTZ FÜR HÄNGESTIEFEL  
Fußkissen  
Fußreibung, Aufprallschutz (AFO)

**1. Bestimmen Sie die geeignete Größe.**

- Wadenumfang messen.
- Gleichen Sie die Messung des Wadenumfangs mit der entsprechenden Größe der HEELIFT® Fersen Freilagerung in der Größentabelle ab und bestimmen so die richtige Größe.
- Öffnen Sie die Fersen Freilagerung, indem Sie die Gurte lösen.
- Legen Sie das zusätzliche Schaumstoffpad zur optionalen Anpassung beiseite.  
(Hinweis: Die Anpassung sollte nur von Ihrem Arzt durchgeführt werden.)
- Legen Sie den Fuß in die Fersen Freilagerung.
- Legen Sie den Unterschenkel in die Fersen Freilagerung, wobei der Unterschenkel auf dem festen Schaumstoffpad ruht und die Ferse über das Schaumstoffpad hinweg über der Fersenöffnung hängt, sodass kein Druck auf die Ferse ausgeübt wird.

**2. Verschließen Sie die Verschlussgurte, sichern Sie jeden Gurt:**

- Ziehen Sie jeden Gurt über das Schaumstoffpolster der Fersen Freilagerung über das Bein und führen Sie ihn durch den jeweiligen D-Ring. Verschließen Sie dann den Klettverschluss wieder.
- Beginnen Sie mit dem oberen Gurt und arbeiten Sie sich mit jedem Gurt nach unten vor.
- Die Gurte dürfen niemals mit der Haut in Berührung kommen.
- Stellen Sie sicher, dass jeder Gurt mit dem Klettverschluss wieder vollständig in sich geschlossen ist, damit keine Bereiche des Klettverschlusses freiliegen und die Haut berühren könnten.
- Verwenden Sie den Zwei-Finger-Test, um sicherzustellen, dass jeder Gurt ordnungsgemäß verschlossen ist, nicht mit der Haut in Berührung kommt und dass der Schuh nicht zu eng oder zu locker sitzt.

**3. Stellen Sie sicher, dass die Ferse vollständig frei liegt:**

- Heben Sie das Bein an und schauen Sie in die Fersenöffnung, um sicherzustellen, dass die Ferse vollständig entlastet ist und kein Druck auf die Rückseite der Ferse ausgeübt wird.
- Führen Sie die Hand durch die Fersenöffnung an die Ferse, um sicherzustellen, dass die Ferse vollständig entlastet ist und kein Druck auf die Rückseite der Ferse ausgeübt wird.
- Die Gurte dürfen niemals mit der Haut in Berührung kommen.
- Stellen Sie sicher, dass jeder Gurt mit dem Klettverschluss vollständig geschlossen ist, damit der Klettverschluss nicht freiliegt.



1

#### 4. Verwendung des Vorfußgurts (Hinweis: Der Vorfußgurt sollte nur gemäß den Empfehlungen Ihres Arztes verwendet werden.)

- Der zusätzliche Vorfußgurt ist nur für die HEELIFT® Fersen Freilagerungen Glide, Glide Ultra, AFO und AFO Ultra erhältlich.
- Der Vorfußgurt sollte nur bei Personen mit guter Hautintegrität verwendet werden.
- Wenn Sie den Vorfußgurt nicht verwenden: Wickeln Sie den Gurt um die Unterseite der Fersen Freilagerung, ziehen Sie den Riemen durch den D-Ring und schließen Sie den Klettverschluss vollständig.
- Bei Verwendung des Vorfußgurtes: Sichern Sie den Vorfußgurt.
- Ziehen Sie den Gurt über die Oberseite des Vorfußabschnitts der Fersen Freilagerung, führen Sie ihn durch den entsprechenden D-Ring und verschließen Sie den Klettverschluss komplett.
- Der Vorfußgurt darf niemals Hautkontakt haben.
- Stellen Sie sicher, dass jeder Gurt mit dem Klettverschluss wieder vollständig geschlossen ist, damit der Klettverschluss nicht freiliegt.
- Verwenden Sie den Zwei-Finger-Test, um sicherzustellen, dass jeder Gurt richtig angelegt ist, damit die Fersen Freilagerung nicht zu eng oder nicht zu locker sitzt und die Haut nicht berührt wird.



2

#### Indikationen für die Verwendung von HEELIFT® Classic, HEELIFT® Glide, HEELIFT® Glide Ultra und HEELIFT® Traktion Fersen Freilagerung

Zur Verwendung auf allen Fersen mit einem vorhandenen Druckgeschwür oder einer Vorgeschichte von Druckgeschwüren an irgendeiner Stelle in der Vergangenheit. Verwendung ist auch für Risikopatienten mit zwei oder drei der folgenden Krankheitsbildern indiziert:

- Jede Person, die unbeweglich ist oder eine eingeschränkte Mobilität aufweist und in deren Bereich das Risiko besteht, dass sich am Fuß oder am Knöchel ein Dekubitus entwickelt.
- Jede Person, die unbeweglich ist oder eine eingeschränkte Mobilität hat und bereits ein Dekubitus an Ferse und/oder Knöchel hat.
- Jede Person mit einem Braden Score von weniger als oder gleich 18 (<18).

3

#### Vorsichtsmaßnahmen

- Die HEELIFT® Fersen Freilagerung ist ein Medizinprodukt zur Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren. Es sollte nur unter Anleitung Ihres Gesundheitsdienstleisters verwendet werden.
- Die HEELIFT® Fersen Freilagerung mit genopptem Innenraum sollte nur bei Personen mit guter Hautintegrität verwendet werden. Bei Anwendung bei Personen mit schlechter Hautintegrität kann die genoppte Struktur zu einer Beeinträchtigung der Haut führen.
- Stellen Sie vor dem Anlegen sicher, dass die HEELIFT® Fersen Freilagerung die richtige Größe hat. Messen Sie immer den Wadenumfang und gleichen Sie die Messung des Wadenumfangs mit der Größentabelle ab, um die geeignete Größe der HEELIFT® Fersen Freilagerung zu bestimmen. Hinweis: Es ist wichtig, die geeignete Größe des HEELIFT® Fersen Freilagerung für jede Person einzeln zu bestimmen, damit die Fersen Freilagerung nicht zu klein ist und Druck auf die Haut ausübt, was zu einem Dekubitus führen kann, und damit die Fersen Freilagerung nicht zu locker ist, was zu Reibung und Scherkräften auf die Haut führen kann, welche wiederum zu einem Dekubitus führen können.
- Stellen Sie sicher, dass die Gurte niemals die Haut berühren, um keinen Druck oder Scherkräfte auf die Haut auszuüben, die ein Dekubitus verursachen können.
- Verwenden Sie den 2-Finger-Test, nachdem Sie die Gurte verschlossen haben, um sicherzustellen, dass die Fersen Freilagerung nicht zu eng oder zu locker ist.
- Die HEELIFT® Fersen Freilagerung ist ein Medizinprodukt zur mehrmaligen Anwendung bei nur einem Patienten.

4

#### Warnhinweise

- Alle Anpassungen der HEELIFT® Fersen Freilagerung sollten nur von einem Gesundheitsdienstleister durchgeführt werden. Wenn die Fersen Freilagerung nicht so angepasst ist, dass ein gefährdeter Bereich oder ein Bereich mit bereits bestehender Wunde ordnungsgemäß entlastet wird, kann ein übermäßiger Druck auf die Haut auftreten, der zur Entwicklung eines Dekubitus oder zur Verschlechterung einer bereits vorhandenen Wunde führen kann.
- Der Vorfußgurt der HEELIFT® Glide Fersen Freilagerung sollte nur von Personen mit guter Hautintegrität verwendet werden. Bei Anwendung bei Personen mit schlechter Hautintegrität kann es zu Druck oder Reibungskräften auf die darunter liegende Haut kommen, was zu einem Dekubitus führen kann. Bitte fragen Sie vor der Verwendung Ihren Gesundheitsdienstleister.
- Der Unterschenkel sollte sich niemals in der Fersen Freilagerung bewegen. Wenn sich der Unterschenkel innerhalb der Fersen Freilagerung bewegt, ist die Fersen Freilagerung nicht richtig angelegt. Scher- und Friktionskräfte auf die Haut können zu Verletzungen derselben führen.





## Technische Daten

### Lieferumfang

- HEELIFT® Fersen Freilagerung
- Zusätzliches Schaumstoffpad zur optionalen Anpassung der Fersen Freilagerung (Anwendung nur durch Ihren behandelnden Arzt)
- Gebrauchsanleitung
- Anti-Rotationskeil (optional)
  - Hinweis: HEELIFT® Ultra Modelle verfügen über einen Anti-Rotationskeil

### Größenauswahl: Wadenumfang

- Zierlich: 15-25 cm (6-10 Zoll)
- Standard: 25-38 cm (10-15 Zoll)
- Bariatrisch: 38-58 cm (15-23 Zoll)



### Innenflächen Versionen

- Glatte Innenflächen
- Genoppte Innenflächen (sollte nur von Personen mit guter Hautintegrität und ohne Komorbidität angewendet werden)
- Ultra (ausgekleidet mit wasserabweisendem Liner bei nässenden Wunden)

**Reinigungsanleitung** (Achtung: Reinigen oder desinfizieren Sie mit einem nicht bleichenden, sanften Reinigungsmittel oder einem nicht bleichenden Desinfektionsmittel. Wie bei jedem Medizinprodukt kann Bleichmittel die Unversehrtheit des Materials der HEELIFT® Fersen Freilagerung beeinträchtigen. Um die Unversehrtheit des HEELIFT® zu erhalten, empfehlen wir Desinfektion oder Handwäsche.)

1. Desinfizieren:
  - Verwenden Sie ein nicht bleichendes Desinfektionstuch oder Spray.
2. Handwäsche:
  - In warmem Wasser mit einem milden, nicht bleichenden Reinigungsmittel waschen.
3. Zum Waschen und Trocknen in der Maschine:
  - Sichern Sie alle Gurte, indem Sie die Klettverschlüsse vollständig verschließen.
  - Bei der HEELIFT® Fersen Freilagerung Traktion entfernen Sie unbedingt vor dem Waschgang das Zuggerät!
  - In einen HEELIFT® Wäschebeutel, einen anderen, Standardwäschebeutel oder einen Kissenbezug legen.
  - Maschinenwäsche bei 40°- 60°C/105°-140°F mit einem milden, nicht bleichenden Reinigungsmittel.
  - Bei geringer Wärme maschinentrocknen.


**Anweisungen für den Traction Boot** (Hinweis: Lesen Sie die Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen zum HEELIFT®-Gerät vor der Verwendung.)

- PRÄOPERATIV - der HEELIFT® Traction Boot zur Extension hilft bei der Stabilisierung von Femurfrakturen vor der Operation und ermöglicht eine gerade Hauttraktion mit bis zu 4,5 kg/10 lbs. (Bucks Traktion).
- POST-OPERATIV - ohne Zugvorrichtungsmechanismus lässt sich in eine Fersenfreilagerung umwandeln, um Druckverletzungen/Geschwüre während der Rehabilitation zu verhindern.

### PRÄ-OPERATIV


#### A. Anwendung des Traction Boot / Zugstiefel

- Öffnen Sie den HEELIFT® Traction Boot. Entfernen Sie das Ersatzschaumpolster. Bitte halten Sie das Ersatzpad bereit; siehe optionale Anpassungsanweisungen.
- Setzen Sie den Fuß des Patienten in den Zugstiefel und stellen Sie sicher, dass die Ferse direkt über der Öffnung der Fersenaufhängung positioniert ist. Die Ferse sollte über dem unteren Elevationspolster hängen. (Siehe Foto 1)
- Zum Schließen die Klettbinden über das Bein in Richtung der D-Ringe ziehen. Fädeln Sie die Riemen durch die D-Ringe. Verwenden Sie die Klettverschlüsse, um die Riemen zu sichern. (Siehe Foto 2)
- Testen Sie den richtigen Sitz, indem Sie versuchen, die geschlossene Verlängerungsmanschette zu entfernen. Testen Sie die Passform unter den Trägern und heilen Sie die Öffnung mit dem „Zwei-Finger“-Test. Siehe Foto 3. Der Stiefel sollte weder zu locker noch zu eng um das Bein gelegt werden. Die Klettverschlüsse sollten nicht mit der Haut in Berührung kommen.
- Um eine Drehung des Fußes zu verhindern, verwenden Sie den Anti-Rotations-Keil (separat erhältlich) und legen Sie ihn längs der Tibia auf die linke oder rechte Seite.
- Um einen Fallfuß zu verhindern, siehe Abschnitt 5 für Anpassungsanweisungen.



## B. Anwendung des Zugmittels

- Entfernen Sie die langen, mit Klettverschluss befestigten Traktionsriemen (D) von den Seiten des Traktionsstiefels.
- Entwirren Sie das Zugseil (A) und verknoten Sie ein Ende mit der Seilbefestigungsstange (B).
- Befestigen Sie die Seilbefestigungsstange mit den Klettverschluss-Traktionsriemen an beiden Seiten des HEELIFT® Traction Boot. Platzieren Sie die Platte für die Traktionsstange außen.
- Führen Sie das nicht geknotete Ende des Zugseils durch die vorpositionierte Zugrolle an der Querstange, die am Rahmen am Fußende des Bettes befestigt ist.
- Ziehen Sie fest am Seil und bilden Sie eine kurze 2,5 cm (1 Zoll) große Schlaufe im Seil und sichern Sie sie mit dem entsprechenden Knoten (kein Rutschknoten) direkt hinter der Rolle.
- Befestigen Sie einen Gewichtsaufhänger mit dem vorgeschriebenen Gewicht (max. 4,5 kg/10 lbs.).
- Heben Sie den Zugstiefel zusammen mit der Traktionsstange so an, dass sich der HEELIFT® Traction Boot und das Bein 0,6 cm (0,24 Zoll) über dem Bett befinden. Ihr Finger sollte zwischen Fersenöffnung und Bett passen.
- Wenn das Bein nach außen gedreht ist, bringen Sie den Anti-Rotation-Keil (separat erhältlich) unter den Traktionsriemen an der Außenseite des Traktionsstiefels an.
- Um einen Fallfuss zu vermeiden, befestigen Sie das zusätzliche Polster in einer vertikalen Position hinter der Fußsohle. Anweisungen zur Anpassung finden Sie in Abschnitt 5.



## POSTOPERATIV

### A. Wandeln Sie den HEELIFT® Traction Boot in einen Suspension Boot um

1. Entfernen Sie die seitlichen Traktionsgurte, die Traktionsstange und das Seil.
2. Befolgen Sie die Anwendungsanweisungen, präoperative Nummer 1 bis 5.
3. Befolgen Sie die Anpassungsanweisungen für das Ersatzschaumpolster (siehe Abschnitt 5 – Anpassung).

## Erklärung zur beabsichtigten Verwendung

HEELFIT® Traction Boot ist ein medizinisches Gerät, das zur Stabilisierung von Frakturen vor (präoperativen) Operationen (ähnlich Bucks Traction) verwendet wird und das Bein nach der Operation (postoperativ) anhebt, um Druckverletzungen/Geschwüre zu vermeiden.

## Indikationen (Anwendungsgebiet)

- **Präoperativ** zur Vorbereitung der Extension oder
- **Postoperativ** zur Vorbeugung von Druckverletzungen/Geschwüren
- Krankheit oder Zustand:
  - Patienten mit Frakturen der unteren Extremität
  - Postoperativer Patient, der eine Elevation benötigt
  - Risikopatienten für Druckverletzungen/Geschwüre
  - Patienten mit Fraktur und Schmerzen
  - Patienten mit dislozierter Fraktur

## Kontraindikationen

- Offene Frakturen
- Blutende Wunden
- Die Haut älterer Patienten ist empfindlich und kann durch den Zug verletzt werden
- Osteoporose

## Warnungen

- Stellen Sie sicher, dass sich die Oberseite des HEELIFT® Traction Stiefels unterhalb der Fibulaableitung befindet.
- Der HEELIFT® Traction Boot zur Verlängerung ist ausschließlich für den Einsatz bei bettlägerigen Patienten konzipiert und für den stationären Einsatz vorgesehen.
- Bei unsachgemäßer Handhabung ist die Funktion und maximale Sicherheit des Produktes nicht mehr gewährleistet.
- Dieses Hilfsmittel ist für einen einzelnen Patienten bestimmt – nur zur Mehrfachverwendung.

## Warnungen

- Der HEELIFT® Traction Stiefel sollte alle 8 Stunden entfernt werden, um die Haut zu untersuchen.
- Nicht auf offenen Wunden anwenden; der HEELIFT® Traction Boot darf nur bei Patienten mit intakter Haut verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt und/oder die Verpackung geöffnet wurde.
- Alle Anpassungen des HEELIFT® -Stiefels sollten nur vom medizinischen Fachpersonal durchgeführt werden. Wenn der Stiefel nicht richtig angepasst ist, um einen gefährdeten Bereich oder einen Bereich mit einer bereits bestehenden Wunde richtig zu entlasten, kann ein übermäßiger Druck auf die Haut auftreten, was zur Entwicklung eines Dekubitus oder zur Verschlechterung einer vorbestehenden Wunde führt.
- Das Bein sollte sich nie im Schuh bewegen. Wenn sich das Bein innerhalb des Stiefels bewegt, ist der Stiefel nicht richtig angelegt und eine Verletzung der Haut durch Scher- und Reibungskräfte gegen die Haut vom Stiefel kann eine Verletzung der Haut verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Klebeseite des zusätzlichen Schaumstoffpolsters niemals die Haut berührt, um eine Reaktion des Klebstoffes auf der Haut oder eine Beschädigung der Haut durch den Klebstoff.
- Drainage-Schläuche sollten immer vorsichtig in die im Stiefel eingelassene Nut eingelegt werden, damit sie niemals die Haut berühren, um eine Beschädigung der Haut durch die Schläuche zu vermeiden.
- Belüftungslöcher dienen der Luftzirkulation im Schuh. Führen Sie keine Schläuche durch die Belüftungsöffnungen.
- Legen Sie den HEELIFT® Traction Stiefel ab, wenn Sie beim Tragen des Stiefels Schmerzen, Beeinträchtigungen der Haut oder Hautschäden, Rötungen oder andere Veränderungen der Hautfarbe, abnormale Schwellungen oder andere Probleme verspüren und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder Ihre nächstgelegenen Notaufnahme.
- Wenn Sie nach dem Kontakt mit einem Teil dieses Geräts eine allergische Reaktion entwickeln und/oder juckende, gerötete Haut verspüren, stellen Sie bitte die Verwendung ein und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.

## Technische Daten

### Inhalt des Pakets

- HEELIFT® Traction Entlastungsstiefel
- Traktionsstange aus Metall mit Klettverschluss aus Nylon
- Zug-Nylonseil
- Extra Schaumstoffpolster
- Verdrehsicherungskeile (optional)
- Anwendungs- und Montageanleitung

### Größe: Wadenumfang

Standard: 25-38cm (10-15 Zoll)

### Farbe:

Beige

### Innen:

Smooth

### Instandhaltung:


Das Produkt erfordert keine Wartung.



## Reinigungsanweisungen

- **Reinigung:** Zugvorrichtung vor der Reinigung entfernen.  
Zur Handwäsche: Verwenden Sie nicht bleichende, milde Reinigungsmittel und warmes Wasser.
- **Zum Waschen und Trocknen in der Maschine:** Befestigen Sie die Riemen und legen Sie sie in einen Netzwäschebeutel oder einen Kissenbezug. Mit Feinwaschmittel (40°- 60°C / 105°-140°F) waschen, kein Bleichmittel verwenden und bei niedriger Temperatur trocknen. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie den Stiefel wieder am Patienten anlegen.
- **Desinfizieren:** Mit Desinfektionstüchern oder -spray abwischen, vor Gebrauch vollständig trocknen.

### Anti-Rotations-Keil:



RA





**Consult Instructions for Use  
Available in Multiple languages at:**

- ES Consulte las instrucciones de uso; Disponible en varios idiomas en
- DE Gebrauchsanweisung beachten; Erhältlich in mehreren Sprachen unter
- DA Se brugsanvisning; Fås på flere sprog på
- FR Consultez le mode d'emploi; Disponible en plusieurs langues sur
- IT Consultare le Istruzioni per l'uso; Disponibile in più lingue all'indirizzo
- LT Žiūrėkite naudojimo instrukciją; Galima įsigyti keliomis kalbomis
- NL Raadpleeg de gebruiksaanwijzing; Beschikbaar in meerdere talen op
- NO Se bruksanvisningen; Tilgjengelig på flere språk på
- PL Zapoznaj się z instrukcją obsługi; Dostępne w wielu językach na stronie
- PT Consulte as Instruções de Utilização; Disponível em várias línguas em
- PT-B Consulte as instruções de uso; Disponível em vários idiomas em
- RO Consultați instrucțiunile de utilizare; Disponibil în mai multe limbi la
- SV Se bruksanvisningar; Tillgänglig på flera språk på
- SK Oglejte si navodila za uporabo; Na voljo v več jezikih na
- SL Prečitajte si návod na použitie; K dispozícii vo viacerých jazykoch na
- TR Kullanım Talimatlarına başvurun; adresinde birden fazla dilde mevcuttur



Walgreen Health Solutions, LLC  
1316 Sherman Avenue  
Evanston, IL 60201  
Phone: (847) 328-9540  
Email: info@walgreenhealthsolutions.com  
www.walgreenhealthsolutions.com Made in China

CH	REP
----	-----

MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

EC	REP
----	-----

Emergo Europe B.V  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



**Heel Protector**

ES	Protector de talón
DE	Fersenschutz
DA	Hælbeskytter
FR	Protecteur de talon
IT	Protezione del tallone
LT	Kulno gynėjas
NL	Hielbeschermer
NO	Hælbeskytter
PL	Ochraniacz pięty
PT	Protetor de calcanhar
PT-B	Protetor de calcanhar
RO	Protector pentru toc
SV	Hälskydd
SK	Chráníč päty
SL	Ščitnik pete
TL	Protektor sa takong
TR	Cok koruyucu

**Suspension Boot**

ES	Bota de suspensión
DE	Freilagerungsstiefel
DA	Affjæring støvle
FR	Botte de suspension
IT	Stivale di sospensione
LT	Pakabos bagažinė
NL	Verende laars
NO	O Fjæring støve
PL	Bagażnik zawieszania
PT	Bota de Suspensão
PT-B	Bota de Suspensão
RO	Cizmă suspendată
SV	Zavesenie topánok
SK	Závesná podložka
SL	Vzmetni prtljažnik
TL	Pagkatigil bota
TR	Süspansiyonlu çizme

## FOOT CUSHION

ES	Cojín reposapiés
DE	Fußkissen
DA	Fodstøttepude
FR	Coussin, pieds
IT	Cuscino per piedi
LT	Pėdų pagalvėlė
NL	Voetkussen
NO	Pute, støtte, fot
PL	Poducha pod stopy
PT	Almofada para os pés
PT-B	Almofada para os pés
RO	Pernuță pentru laba piciorului
SV	fotkudde
SK	Vankúš na nohy
SL	Blazina za stopala
TL	
TR	Ayak yastığı

## FOOT FRICTION/IMPACT PROTECTOR (AFO BOOT)

ES	Fricción del pie, protector de impactos	Bota AFO
DE	Fußreibung, Aufprallschutz	AFO-Stiefel
DA	Fodfriktion, stødbeskytter	AFO-støvle
FR	Frottement du pied, protection contre les chocs	Botte AFO
IT	Attrito del piede, protezione dagli impatti	Stivale AFO
LT	Pėdų trintis, apsauga nuo smūgių	AFO batai
NL	Voetwrijving, impactbeschermer	AFO-Boot
NO	Fotfriksjon, slagbeskytter	AFO laars
PL	Tarcie stóp, ochrona przed uderzeniami	AFO Boot
PT	Fricção dos pés, protecção contra impactos	Bota AFO
PT-B	Fricção dos pés, protecção contra impacto	Bota AFO
RO	Dispozitiv de protecție pentru genunchi	AFO Boot
SV	Fotfriktion, skydd mot stötar	AFO-stövel
SK	Trenie nôh, ochrana proti nárazu	Čizma AFO
SL	Trenje stopal, zaščita pred udarci	Čevelj AFO
TL		
TR	Ayak sürtünmesi, darbe koruması	AFO Çizme

## ANTI-ROTATIONAL WEDGE ONLY (INCLUDED WITH AFO ULTRA AND GLIDE ULTRA)

### Anti-Rotation Wedge

ES	Cuña antirrotación
DE	Anti-Rotations-Keil
DA	Anti-rotations kile
FR	Coin anti-rotation
IT	Cuneo antirotazione
LT	Anti-sukimosi pleištas
NL	Anti-rotatie wig
NO	Antirotasjonskile
PL	Klin antyobrotowy
PT	Cunha Anti-rotação
PT-B	Cunha Anti-Rotação
RO	Pană anti-rotăție
SV	Antirotationskil
SK	Protirotačný klin
SL	Protirotačijski klin
TL	Anti rotation dila
TR	Dönme önleyici kama

### Freestanding Patient Positioner, Reusable

ES	Posicionador de paciente independiente, reutilizable
DE	Autonomer Patienten Positionierer, wiederverwendbar
DA	Fritstående patientpositioner, genanvendelig
FR	Positionneur de patient autonome, réutilisable
IT	Posizionatore paziente indipendente, riutilizzabile
LT	Laisvai pastatomas paciento padėties įtaisas, daugkartinis
NL	Vrijstaande patiëntversteller, herbruikbaar
NO	Frittstående pasientposisjoner, gjenbrukbar
PL	Wolnostojący pozycjoner pacjenta, wielokrotnego użytku
PT	Posicionador autónomo do paciente, reutilizável
PT-B	Posicionador autónomo do paciente, reutilizável
RO	Poziționator independent pentru pacient, reutilizabil
SV	Fristående patientpositioner, återanvändbar
SK	Voľne stojace polohovadlo pacienta, opakovane použiteľné
SL	Samostoječi pozicioner za paciente, za večkratno uporabo
TL	Freestanding positioner reusable pasyente
TR	Bağımsız Hasta Konumlandırıcı, Yeniden Kullanılabilir



## Single Patient - Multiple Use

ES	Un solo paciente - Uso múltiple
DE	EinzelnerPatient – Mehrfachanwendbar
DA	Enkelt patient - flergangsbrug
FR	Un seul patient – à usage multiple
IT	Singolo paziente - Uso multiplo
LT	Vienas pacientas – daugkartinis naudojimas
NL	Eén patiënt - meervoudig gebruik
NO	Kun til bruk på én pasient – flergangsbruk
PL	Wielokrotne użycie u jednego pacjenta”
PT	Paciente Único - várias utilizações
PT-B	Paciente único - várias utilizações
RO	Pacient unic - Utilizare multiplă
SV	En patient – flera användningar
SK	Jeden pacient – viacnásobné použitie
SL	En bolnik - večkratna uporaba
TL	bawat pasyente - ng iba
TR	Tek Hasta - Çoklu Kullanım



## UDI Unique Device Identifier

ES	Identificación única de producto
DE	Eindeutige Geräteerkennung
DA	Unik enhedsidentifikator
FR	Identifiant de dispositif unique
IT	Identificatore univoco del dispositivo
LT	Unikalus įrenginio identifikatorius
NL	Unieke identificatiecode van het hulpmiddel
NO	Unik enhetsidentifikator
PL	Unikalny identyfikator urządzenia
PT	Identificador de dispositivo único
PT-B	Identificador de dispositivo único
RO	Identificator unic al dispozitivului
SV	Unik enhetsidentifierare
SK	Unikátny identifikátor pomôcky
SL	Edinstveni identifikator pripomočka
TL	Tulali banta identifier
TR	Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı



## Consult Instructions for Use

ES	Consultar instrucciones de uso
DE	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
DA	Se brugsanvisningen
FR	Consulter les instructions d'utilisation
IT	Consultare le istruzioni per l'uso
LT	Pasikonsultuokite naudoti naudojimą instrukcijas
NL	Raadpleeg de instructies voor gebruik
NO	Kontakt instruksjonene for bruk
PL	Skonsultuj się z instrukcjami do użycia
PT	Consulte as instruções de uso
PT-B	Consulte as instruções de uso
RO	Consultați instrucțiunile de utilizare
SV	Konsultera bruksanvisningen
SK	Konzultujte pokyny na použitie
SL	Oglejte si navodila za uporabo
TL	Sasangguni tagubilin gamitin
TR	Kullanım için talimatlara danışın



## Latex-Free (Not Made with Natural Rubber Latex)

ES	Sin látex
DE	Latexfrei
DA	Latex fri
FR	Sans latex
IT	Senza latex
LT	Be latekso
NL	Latex vrij
NO	Uten latex
PL	Bez lateksu
PT	Látex grátis
PT-B	Sem látex
RO	Fără latex
SV	Latex fri
SK	Bez latexu
SL	Brez lateksa
TL	Walang Latex
TR	Lateks içermez



**MD Medical Device**

ES	Producto sanitario
DE	Medizinprodukt
DA	Medicinsk udstyr
FR	Dispositif médical
IT	Dispositivo medico
LT	Medicinos priemonė
NL	Medisch hulpmiddel
NO	Medisinsk utstyr
PL	Wyrób medyczny
PT	Dispositivo médico
PT-B	Dispositivo médico
RO	Dispozitiv medical
SV	Medicinteknisk produkt
SK	Zdravotnícka pomôcka
SL	Medicinski pripomoček
TL	Gamit Medikal
TR	Tıbbi cihaz

**Importer**

ES	Importador
DE	Importeur
DA	Importør
FR	Importateur
IT	Importatore
LT	Importuotojas
NL	Importeur
NO	Importør
PL	Importer
PT	Importador
PT-B	Importador
RO	Importator
SV	Importör
SK	Dovozca
SL	Uvoznik
TL	Mang-aangkat
TR	İthalatçı

**Keep Dry and Away from Direct Sunlight**

ES	Manténgase seco y alejado de la luz solar directa
DE	Trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
DA	Hold dig tør og væk fra direkte sollys
FR	Garder sèche et loin de la lumière directe du soleil
IT	Mantieniti asciutto e lontano dalla luce solare diretta
LT	Laikykite sausas ir toli nuo tiesioginių saulės spindulių
NL	Droog en uit de buurt van direct zonlicht houden
NO	Hold deg tørr og vekk fra direkte sollys
PL	Przechowywać w suchym miejscu i z dala od bezpośredniego światła słonecznego
PT	Mantenha seco e longe da luz solar direta
PT-B	Manter seco e afastado da luz direta do sol
RO	Păstrați uscare și departe de lumina directă a soarelui
SV	Håll torr och bort från direkt solljus
SK	Uchovávať v suchu a mimo dosahu priameho slnečného svetla
SL	Hranite suho in stran od neposredne sončne svetlobe
TL	At ang tuyong ang magtuturo sa sunlight
TR	Kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak durun

**LANGUAGES INDEX**

ES	Spanish; ESPAÑOL
DE	German; DEUTSCH
DA	Danish; DANSK
FR	French; FRANÇAIS
IT	Italian; ITALIANO
LT	Lithuanian; LIETUVŲ KALBA
NL	Dutch
NO	Norwegian; NORSK
PL	Polish; POLSKI
PT	Portuguese; PORTUGUÊS (Portugal)
PT-B	Portuguese – Brazil; PORTUGUÊS – Brazil
RO	Romanian; ROMÂNĂ
SV	Swedish; SVENSKA
SK	Slovak; SLOVENSKÝ JAZYK (Slovenčina)
SL	Slovenian; SLOVENŠČINA
TL	Tagalog
TR	Turkish; TÜRKÇE